

DENE B

ÁCIDO HIALURÓNICO DE APLICACIÓN CORPORAL

El ácido hialurónico (hialuronato de sodio, ingrediente activo) de DeneB es una glucosamina que consiste en unidades de disacárido de ácido D-glucurónico y N-acetil-D-glucosamina.

Comercializado en 2 formatos:

H (HARD) y **S** (SOFT)



El tratamiento con DENEb® Classic-H/S es un procedimiento no quirúrgico. Se realiza como paciente externo y bajo anestesia local. El resultado es visible inmediatamente. Después del tratamiento, el paciente puede empezar a trabajar normalmente, o dedicarse a sus actividades de ocio. DENEb® Classic-H/S se implanta por medio de un procedimiento fácil y causa poco o ningún moratón.

El efecto que se logra con DENEb® Classic-H/S dura varios meses pero depende del tipo de piel y de factores externos ejercicio realizado. En muchos casos es suficiente un seguimiento anual después del primer tratamiento. Investigaciones de mercado y sondeos han demostrado que un gran número de personas quisiera hacerse cambios pequeños a su cuerpo y quisieran ajustar la forma de su cuerpo, de manera natural y no permanente que no requiera el uso de implantes, grasa corporal o células madre en una cirugía mayor.

Muchos de ellos también se rehúsan a someterse a una anestesia general o a quedar con una cicatriz. DENEb® Classic-H/S presenta una oportunidad natural sin el uso de implantes, inyecciones autólogas de grasa o procedimientos quirúrgicos. El ácido hialurónico es un componente natural de la piel humana que juega un papel importante en la salud. No se deriva de animales, no existe el riesgo de reacciones alérgicas usuales o transferencia de enfermedades.



Con DENE^B® Classic-H/S, el procedimiento es corto y solo requiere de anestesia local que evita los riesgos de una anestesia completa. El tratamiento no es permanente y a diferencia de los procedimientos permanentes (no reversibles) estos procedimientos ofrecen la posibilidad de adaptar la forma natural de la piel y el cuerpo. Liga la humectación perfectamente y al mismo tiempo estimula la regeneración del colágeno. Esto dota a la piel de una nueva elasticidad y crea una apariencia más fresca.

Es por eso que los rellenos de ácido hialurónico como los de DENE^B® Classic-H/S brindan una gran oportunidad de restaurar el volumen del tejido. Para minimizar eventos adversos y efectos secundarios, el producto solo debe ser utilizado dentro de sus indicaciones, por ejemplo: los rellenos de contorno de cuerpo no deben usarse en regiones faciales.

Nuestros rellenos intradérmicos solo deben ser aplicados si el área a tratar no presenta inflamación. Una anamnesis extendida es tan sólida como base de un tratamiento exitoso, como la aplicación por parte de un profesional con experiencia. El área tratada no deberá ni ser expuesta a calor intenso ni a frío extremo, ni a presión constante, a lo largo de unas semanas, hasta que el hinchamiento inicial se haya desvanecido. La inyección debe ser efectuada por médicos con el conocimiento y la experiencia en trasplantes de grasa y tratamientos similares. Solo corrija al 100% del efecto de volumen deseado. No sobre corrija.

ITEM	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	Líquido transparente y viscoso.
pH	5.5 ~ 8.5
HA Identificación	Cumplir con los requisitos
HA Contenido	18 ~ 22mg/ml
Lidocaina Hydrochloride	2.7~3.3mg/ml (0.3%)
Osmolaridad	250 ~ 350 mOsm/kg
Residuos de Divinil Sulfona (DVS)	Menos de 10 mg/kg(ppm)
Administración	10 ml
Volumen extraíble	Más de Volumen de Administración
Fuerza de inyección	
DeneB Classic-H	DeneB Classic-H 46~79 N (50N)
DeneB Classic-S	DeneB Classic-S 21~45 N (30N)
Tamaño de partículas	
DeneB Classic-H	DeneB Classic-H 400~500um
DeneB Classic-S	DeneB Classic-S 200~400um
Aplicación	Escote, abdomen, glúteos, pantorrillas
Profundidad de aplicación	Dermis media y profunda.
Frecuencia de aplicación	16 meses
Bio compatibilidad	Comply with EN ISO 10993-1
Esterilidad	Esterilización por vapor de alta presión.
Caducidad	3 años

medyglōbal

Solutions for aesthetic and dermatological medicine



RESULTADOS
NATURALES



SEGURO Y
EFICAZ



EFFECTOS DE
LARGA DURACIÓN

www.medyglobal.com

info@medyglobal.com

(+34) 918 27 09 52