




**SCREWC**OG

Lifting Thread



*innovation meets beauty*

medyglōbal

# SCREWCOG

## Lifting Thread

Medyglobal cuenta con una gran experiencia en desarrollo y diseño de soluciones en Lifting Thread, aportando una amplia gama de hilos Super Tornado, espiculados, duales y arpón, enfocados a las diferentes indicaciones existentes para los hilos, haciendo de Screwcog un producto altamente competitivo por su diseño y desarrollo.

### Tipos de cánula



Blunt Needle



Semicut



LType




Aguja

### Screwcog


#### 23G 90mm 3.0 [Hook]

Hilos de grosor 3.0 bidireccional montado sobre aguja de 23G y 90 mm de longitud, de rápida aplicación, permite hacer orificio de entrada y salida. Indicado para pieles finas y tejidos no pesados.




#### 19G 100mm 1.0 Semicut

Hilo de grosor 1.0 bidireccional montado sobre cánula de 19G semicortante y 100mm de longitud, permite hacer orificio de entrada y salida. Indicado para tejidos pesados.




### 21G 90mm 2.0 Cánula

Hilo de grosor 2.0 bidireccional montado sobre cánula de 21G y 90 mm de longitud, producto versátil y cómodo de aplicar debido a su punta en L-type y dimensiones. Indicado para pieles medias y tejidos no excesivamente pesados.




### 21G 60mm 2.0 Cánula

Hilo de grosor 2.0 bidireccional montado sobre cánula de 21G y 90 mm de longitud, producto versátil y cómodo de aplicar debido a su punta en L-type y dimensiones. Indicado para zonas cortas de traccionar como pómulos y cejas.




### 19G 100mm 1.0 Cánula

Hilo de grosor 1.0 bidireccional montado sobre cánula Blunt Needle de 19G y 100mm de longitud, cánula muy segura y eficaz, sin riesgos de hematomas. Indicado para tejidos pesados.



### 18G 100mm Cánula


Hilo de grosor 2 bidireccional montado sobre cánula blunt needle de 18G y 100mm de longitud, cánula muy segura y eficaz, sin riesgo de hematomas, es el Goliat del mercado. Indicado para tejidos muy pesados y pieles gruesas.



## Arpón


18G 100mm 185 1.0

Hilo de grosor 1.0 conformado por incrustaciones en forma de punta de arpón bidireccional, cuyo grosor total equivaldría a un 2, cánula muy segura y eficaz, sin riesgos de hematomas, con un post-tratamiento apenas sin molestias. Indicado para tejidos muy pesados y pieles gruesas, para pacientes sensibles.



19G 100mm 185 2.0

Hilo de grosor 2.0 conformado por incrustaciones en forma de punta de arpón bidireccional, cánula muy segura y eficaz, sin riesgos de hematomas, con un post-tratamiento apenas sin molestias. Indicado para tejidos pesados y pacientes sensibles.



## Rhino

Hilo de grosor 1.0 con un sistema novedoso de espículas lineales y bidireccional, montado sobre una cánula de 19G de 38 y 50mm respectivamente, con cánula L-type. Indicado para el levantamiento de la punta de la nariz sutilmente, alinear el dorso de la nariz, aproximar las alas nasales, reduciendo sus cotas y haciendo éstas más cortas, todo ello sin cortes.



19G 38mm [2]

Indicado para la columela [2 unidades]



19G 50mm [2]

Indicado para el puente [2 unidades]




## Dual Needle

Es un sistema innovador que ofrece soluciones tanto para el género masculino como para el género femenino, siendo un tratamiento mínimamente invasivo y recomendable para la combinación con otro tipo de tratamientos. Nos aporta una redefinición de las facciones del rostro y el restablecimiento de volumen.

Dual Needle es una sutura de Polidioxanona de suspensión con una tecnología que abre una nueva dimensión en la medicina estética y reparadora. Esta técnica no deja cicatrices y se puede usar con éxito tanto en la cara y cuello para darles un aspecto más joven y natural a los pacientes. El tiempo de recuperación es mínimo y el paciente puede reincorporarse rápidamente a su vida social.


Dual Needle viene en forma de sutura reabsorbible con un sistema de espículas bidireccionales reabsorbibles 100% mediante hidrólisis.

### Arpón



<b>300mm</b>	50mm	90mm	20mm	90mm	50mm
<b>420mm</b>	50mm	150mm	20mm	150mm	50mm

### Screw cog



**110mm**





# SUPER TORNADO

## Collagen Booster

Hilos monofilamento especialmente desarrollados y diseñados para realizar una estimulación de colágeno en todo tipo de pieles, el objetivo de los hilos Tornado principalmente es regenerativo y no tensor, ya que mediante el proceso de hidrolisis que genera, aporta un aumento de la síntesis de colágeno en las diferentes capas de la dermis, activando de esta manera, el riego sanguíneo y linfático, aportando a la piel luminosidad, tensión y recolagenización.

### Tipos de aguja



Aguja



LType

### Volumen Up

Hilo monofilamento con incrustaciones pdo a modo de rosario y enroscado a lo largo de la aguja, su objetivo es reforzar la zona de inserción marcando pilares de tensión para realizar así un mayor soporte a nivel estructural. (músculo y ligamento)



23G 38mm 3.0 - Aguja



### Mesh

Montados sobre cánula de 19G, con dos tamaños de 38mm y 60mm, se caracteriza por ir 8 hilos de 5.0 entrelazados entre sí en espiral, creando una malla de hilos, con lo que aportaríamos una mayor estimulación de la zona a tratar. Indicado para zonas con arrugas profundas tales como surco naso-geniano y arrugas de la frente.



19G 38mm 8 hilos 5.0 - LType



19G 60mm 8 hilos 5.0 - LType



## Tornado

Hilo monofilamento y enroscado a lo largo de la aguja, su objetivo es hacer una bioestimulación y recolonización en la zona aplicada. Montado en agujas de diferente grosor y longitud para cubrir las diferentes zonas de aplicación facial como corporal.



29G 25mm 5.0



27G 38mm 5.0



27G 50mm 5.0



26G 60mm 5.0



26G 90mm 5.0



23G 90mm 3.0



medyglobal

Solutions for aesthetic  
and dermatological medicine

medyglobal.com  
info@medyglobal.com  
[+34] 918 27 09 52