





Descripción	Embalaje	Unidad Presentación
Cánula 16G x 120 mm	caja	5
Cánula 22G x 50 mm	caja	50
Cánula 22G x 70 mm	caja	50
Cánula 25G x 40 mm	caja	50
Cánula 25G x 50 mm	caja	50
Cánula 25G x 60 mm	caja	50
Cánula 25G x 70 mm	caja	50
Cánula 27G x 50 mm	caja	50

Zona anatómica	Cánula recomendada
Periorbital	25,27,30G : 25~40mm
Frente	25,27G : 38~50mm
Cejas	25,27G : 25~50mm
Tercio Medio y Tercio inferior	25,27G : 38~50mm
Labios	25,30G : 25~40mm
Mejilla, Cuello, Escote, Manos	25,27G : 38~40mm



VENTAJAS DE NUESTRAS CÁNULAS:

La introducción se realiza a través de un solo punto de acceso.

Su longitud permite seleccionar el área más segura de incisión.

Material flexible que permite bordear tejidos evitando así tocar nervios y vasos sanguíneos.

Se reduce el dolor y el tiempo de recuperación de los pacientes.

Tratamientos más cómodos para el paciente.

Totalmente seguras, ya que al carecer de filo reduce los riesgos de las intravenosas.

Menos tiempo de inactividad.

Abarca más áreas de tratamiento.

Seguridad, no dañan las venas.



Descripción	Embalaje	Unidad Presentación
Aguja 34 G x 0,8mm	caja	100