

CÁNULAS

U-Cann

Real UTW & Extra Smooth



Descripción	Embalaje	Unidad Presentación
Cánula 14G x 100 mm	caja	5
Cánula 16G x 120 mm	caja	5
Cánula 18G x 70 mm	caja	5
Cánula 22G x 50 mm	caja	20
Cánula 22G x 70 mm	caja	20
Cánula 25G x 40 mm	caja	20
Cánula 25G x 50 mm	caja	20
Cánula 25G x 60 mm	caja	20
Cánula 25G x 70 mm	caja	20
Cánula 27G x 50 mm	caja	20

Zona anatómica	Cánula recomendada
Periorbital	25,27,30G : 25~40mm
Frente	25,27G : 38~50mm
Cejas	25,27G : 25~50mm
Tercio medio y tercio inferior	25,27G : 38~50mm
Labios	25,30G : 25~40mm
Mejilla, Cuello, Escote, Manos	25,27G : 38~40mm

VENTAJAS DE NUESTRAS CÁNULAS:

- ✓ La introducción se realiza a través de un solo punto de acceso.
- ✓ Su longitud permite seleccionar el área más segura de incisión.
- ✓ Material flexible que permite bordear tejidos evitando así tocar nervios y vasos sanguíneos.
- ✓ Se reduce el dolor y el tiempo de recuperación de los pacientes.
- ✓ Tratamientos más cómodos para el paciente.
- ✓ Totalmente seguras, ya que al carecer de filo reduce los riesgos de las intravenosas.
- ✓ Menos tiempo de inactividad.
- ✓ Abarca más áreas de tratamiento.
- ✓ Seguridad, no dañan las venas.

